



UN FORMAT UNIQUE = 96 TESTS

REF	DESIGNATION	ANTIGÈNE
MALADIES AUTO-IMMUNES SYSTÉMIQUES		
LIS 1100	ELISIS ENA Polyvalent IgG (dépistage)	Protéines recombinantes: 70kDa U1-snRNP, SS-B, SS-A 52 kDa, Scl70, Centromère protéine B, Jo-1, et protéines humaines purifiées: snRNP/Sm, Sm, SS-A 60 kDa
LIS 1101	ELISIS ENA Profile IgG (titrage)	Protéines recombinantes: 70kDa U1-snRNP, SS-B, SS-A 52 kDa, Scl70, Centromère protéine B, Jo-1, et protéines humaines purifiées: snRNP/Sm, Sm, SS-A 60 kDa
LIS 1107	ELISIS ENA SS-A Polyvalent IgG	60kDa Ro/SS-A humain purifiée et 52kDa Ro/SS-A humaine recombinante
LIS 1108	ELISIS ENA SS-A 60 IgG	60kDa Ro/SS-A humaine purifiée
LIS 1111	ELISIS ENA Scl-70 IgG	Fragment recombinant de 70kDa de la topoisomérase I humaine = Scl70
LIS 1113	ELISIS ENA Jo-1 IgG	Histidyl-ARNt-synthétase humaine recombinante = Jo-1
LIS 1115	ELISIS ANA HEP-2 Polyvalent IgG	Lysat cellulaire de HEP-2
LIS 1142	ELISIS dsDNA IgG	ADN double brin recombinant
LIS 1151	ELISIS Histone IgG	Histone H1 humaine purifiée de cellules HeLa
LIS 1164	ELISIS α -fodrin Check (G/A)	α -fodrine humaine recombinante
LIS 1161	ELISIS RF IgA / IgM / IgG	Partie C-terminale de la région constante Fc d'IgG humaine
LIS 1165	ELISIS RF CP IgG	Peptides citrullinés linéaires spécifiques d'IgG humaines
SYNDROME DES ANTI-PHOSPHOLIPIDES		
LIS 1204	ELISIS CARDIOLIPIN IgG / IgM	Cardiolipine bovine purifiée + β 2GPI humaine native purifiée
LIS 1206	ELISIS β 2-GPI IgG / IgM	β 2GPI humaine native purifiée
LIS 1207	ELISIS P-Serine IgG / IgM	Phosphatidyl-Sérine purifiée + β 2GPI humaine native purifiée
LIS 1208	ELISIS P-Inositol IgG / IgM	Phosphatidyl-Inositol purifiée + β 2GPI humaine native purifiée
LIS 1209	ELISIS P-Ethanolamine IgG/IgM	Phosphatidyl-Ethanolamine purifiée + β 2GP humaine native purifiée
LIS 1212	ELISIS P-Choline IgG / IgM	Phosphatidyl-Choline purifiée + β 2GPI humaine native purifiée
LIS 1214	ELISIS P-Sphingomyélin IgG / IgM	Sphingomyéline purifiée + β 2GPI humaine native purifiée
LIS 1219	ELISIS PHOSPHOLIPIDS Polyvalent IgA	Cardiolipine bovine purifiée, β 2GPI humaine purifiée, PC, PE, PI, PS & sphingomyéline
LIS 1224	ELISIS PHOSPHOLIPIDS Polyvalent IgG / IgM	Cardiolipine bovine purifiée, β 2GPI humaine purifiée, PC, PE, PI, PS & sphingomyéline
LIS 1229	ELISIS Prothrombin IgG/IgM	Prothrombine humaine purifiée (facteur II)
LIS 1234	ELISIS APS Profile IgG / IgM	Prothrombine, Thrombine, Cardiolipine, PC, PE, PI, PS & sphingomyéline
LIS 1240	ELISIS Annexin V IgG / IgM	Annexine humaine purifiée
AIDE AU DIAGNOSTIC DES VASCULARITES		
LIS 1301	ELISIS VASCULITIS Profile IgG	PR3 et MPO humaines purifiées de polynucléaires neutrophiles
LIS 1302	ELISIS VASCULITIS PR3 IgG	Protéinase 3 (PR3) humaine purifiée de polynucléaires neutrophiles
LIS 1303	ELISIS VASCULITIS MPO IgG	Myéloperoxydase (MPO) humaine purifiée de polynucléaires neutrophiles
MALADIES AUTO-IMMUNE DU SYSTÈME GASTRO-INTESTINAL		
LIS 1500	ELISIS CELIAC GliA Check (G/A)	α -gliadine de blé purifiée
LIS 1501	ELISIS CELIAC GliA IgA	α -gliadine de blé purifiée
LIS 1503	ELISIS CELIAC tTG IgA	Transglutaminase tissulaire (tTG) humaine recombinante
LIS 1504	ELISIS CELIAC tTG IgG	Transglutaminase tissulaire (tTG) humaine recombinante
LIS 1509	ELISIS ASCA Crohn check (G/A)	Mannane purifié de S. Cerevisiae
LIS 1511	ELISIS GASTRIC Parietal Cell IgG	H ⁺ /K ⁺ - ATPase natif purifié
LIS 1512	ELISIS GASTRIC Intrinsic Factor IgG	Facteur intrinsèque humain recombinant
DIVERS		
LIS 1601	ELISIS Insuline IgG	Insuline humaine recombinante

bmd - Actipole 25

4-6 bd de Beaubourg, Croissy-Beaubourg
F-77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
Tél. 00 33 (0) 1 64 62 10 12
Fax 00 33 (0) 1 64 62 09 66
bmd@bmd-net.com - www.bmd-net.com



ELISIS™

LA GAMME DE RÉFÉRENCE EN ELISA

CHOIX

- Un grand choix de coffrets ELISA assure l'ensemble des besoins pour le diagnostic des maladies auto-immunes.

STANDARDISATION

- Protocole unique.
- Optimisation sur les instruments CARIS™.

ASSURANCE QUALITÉ

- Tous les coffrets de la gamme **ELISIS™** sont évalués et validés cliniquement.
- Les antigènes de la gamme **ELISIS™** natifs ou recombinants sont soigneusement sélectionnés.

CONFORT

- **ELISIS™** : pratique, adaptable, conforme.

Auto-immunité

DAI 04 - 04/08




STANDARDISATION

Un mode opératoire universel.


DE LA MÉTHODE MANUELLE...

RÉSULTATS
EN 90 MINUTES



...À L'AUTOMATISATION

ELISIS™ et CARIS™,
du tube primaire à la lecture.



...**IMMUNO-TROL™**
EST GRACIEUSEMENT FOURNI
POUR TOUT ENGAGEMENT À L'ANNÉE
DE COFFRETS **ELISIS™**.

ASSURANCE QUALITÉ

- **IMMUNO-TROL™** est le premier contrôle qualité interne (CQI) multiparamétrique.
- L'association **IMMUNO-TROL™** et **ELISIS™**, assure la validation des résultats pour le diagnostic des maladies auto-immunes.

CHOIX

ELISIS™ offre une gamme complète de coffrets ELISA pour l'aide au diagnostic des maladies auto-immunes :

- Maladies auto-immunes systémiques.
- Polyarthrite rhumatoïde.
- Syndrome des anti-phospholipides.
- Maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI).

CONFORT

ADAPTABILITÉ

- Résultats qualitatifs ou semi-quantitatifs pour toute la gamme **ELISIS™** grâce au contrôle étalon qui donne une valeur seuil de décision.
- 6 calibrateurs dans les coffrets permettent de donner des résultats quantitatifs en unités arbitraires (UA/ml) ou internationales (UI/ml).

PRATICABILITÉ

- Réactifs tous identifiés par un code couleur.
- Réactifs prêts à l'emploi.

CONFORMITÉ

- **ELISIS™** est dédié au Diagnostic In Vitro selon les normes CE.